

酸素療法したまま外出できる馬蹄型歩行車

疲れたら  
休憩できる  
座面付き



# テイコブ リトルボンベF

WAW17

ボンベが隠せて  
すっきりスマート!

最大  
使用者体重  
**75kg**

最大  
積載荷重  
**5kg**

## 切り替え簡単な2wayハンドル仕様

アームレストを上げると、ハンドルを握って通常歩行ができます。  
簡単切り替えで前腕を預けて歩行する馬蹄型タイプの歩行車になります。

通常型



馬蹄型



## 取り外せるバッグ

バッグは本体から取り外せて  
ショルダーバッグとしても利用  
できます。



## 呼吸同調器が収納可能

在宅酸素療法用の酸素ボンベに対応しています。呼吸同調器  
が内側の側面にあるポケットに入るので中で動かず便利です。



呼吸同調器

WAW17

## テイコブリトルボンベF

¥92,000 (税抜)

組立寸法	幅540×奥行665×高さ915~1125mm
折畳寸法	幅540×奥行520×高さ925mm
押し手高さ	(通常型)800~1010mm 8ポジション (馬蹄型)835~1045mm 8ポジション
座面寸法	幅290×奥行330×高さ525mm
袋寸法	幅260×奥行145×高さ500mm
車輪寸法	前輪/φ180mm、後輪/φ180mm
重量	約8.4kg
材質	本体/アルミニウム合金、座面・袋/ナイロン
J A N	4938765010667
T A I S	00030-000174